

Active Life GO

Gehstützen-Rückhol-Hilfe – Gebrauchsanleitung 07/2026

Bitte vor der ersten Verwendung lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Active Life GO ist ein Alltagszubehör für Gehstützen und Stöcke. Es ermöglicht, eine Gehstütze kurzfristig loszulassen, ohne sie abstellen zu müssen.

Die Gehstützenspitze verbleibt dabei grundsätzlich auf dem Boden. Active Life GO hält die Gehstütze in unmittelbarer Nähe des Nutzers. Bei stärkerem Wegkippen kann sich das Rückholband kontrolliert aus dem Gehäuse ausziehen.

Active Life GO übernimmt keine Stütz-, Halte- oder Sicherungsfunktion für Personen und darf nicht zur Aufnahme des Körpergewichts verwendet werden.

Für zwei Gehstützen werden zwei Active Life GO benötigt.

Befestigung

1. Den Clip des Active Life GO vollständig in eine stabile Gürtelschleufe oder eine vergleichbar feste Befestigungsmöglichkeit an der Kleidung einhaken.
2. Die Klettschleife um den Schaft der Gehstütze bzw. des Stocks legen und vollständig schließen.
3. Darauf achten, dass die Klettschleife sicher sitzt und weder Griff, Höhenverstellung noch andere Funktionen der Gehhilfe beeinträchtigt.
4. Vor der ersten Verwendung durch vorsichtiges Ausziehen und Zurücklaufenlassen des Rückholbandes die einwandfreie Funktion prüfen.

Anwendung

Die Gehstütze bei Bedarf kontrolliert loslassen. Active Life GO hält sie über den Rückholmechanismus in Reichweite.

Zum Weitergehen die Gehstütze wieder sicher greifen.

Active Life GO ist nicht dafür vorgesehen, das vollständige Gewicht einer frei hängenden Gehstütze dauerhaft zu tragen.

Sicherheitshinweise

Vor jeder Verwendung Rückholmechanismus, Rückholband, Gehäuse, Clip und Klettschleife auf erkennbare Beschädigungen und sicheren Sitz prüfen.

Bei beschädigtem oder ausgefranstem Band, beschädigtem Gehäuse oder Clip, nicht sicher schließender Klettschleife oder einer Funktionsstörung des Rückholmechanismus nicht weiterverwenden.

Die Gehstütze nicht absichtlich wegwerfen, frei fallen lassen oder am Rückholband schwingen.

Das Rückholband nicht um Finger, Hände, Arme, Hals oder andere Körperteile wickeln und nicht gewaltsam über seine vorgesehene Auszugslänge hinausziehen.

Darauf achten, dass sich das Rückholband nicht an Möbeln, Türen oder anderen Gegenständen verfängt.

Bei Treppen, Rolltreppen, im Straßenverkehr und in anderen Situationen, in denen ein unkontrolliertes Wegkippen der Gehstütze eine Gefahr darstellen könnte, die Gehstütze sicher in der Hand behalten.

Neben Gehstützen und Stöcken können auch geeignete kleine, leichte Gegenstände befestigt werden. Dabei ist auf eine sichere Befestigung und eine störungsfreie Funktion des Rückholsystems zu achten. Active Life GO ist nicht zur Sicherung von Personen vorgesehen.

Keine Veränderungen am Rückholmechanismus vornehmen und das Gehäuse nicht öffnen.

Magnet

Der verwendete Rückholmechanismus enthält einen kleinen Magneten. Magnetempfindliche Gegenstände nicht unmittelbar am Rückholmechanismus aufbewahren. Bei magnetempfindlichen medizinischen Implantaten oder Geräten sind die Sicherheitshinweise des jeweiligen Geräteherstellers zu beachten.

Reinigung und Pflege

Bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen.

Nicht in Wasser eintauchen und keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden.

Nach Feuchtigkeit vor erneuter Verwendung vollständig trocknen lassen.

Lagerung

Trocken und sauber lagern. Vor starker Hitze, offenem Feuer, dauerhafter Feuchtigkeit und übermäßiger mechanischer Belastung schützen.

Das Rückholband während der Lagerung nicht dauerhaft ausgezogen halten.

Produktidentifikation

Jeder Active Life GO ist einer Produktionscharge zugeordnet. Die Chargennummer befindet sich auf der Produktkennzeichnung.

Bei Rückfragen oder Beanstandungen bitte die Chargennummer angeben.

Hersteller

Armadillion GmbH

Dr.-Hans-Vogt-Str. 15

95111 Rehau

Deutschland

kontakt@armadillion.de

www.armadillion.de